



DIAGNOSTINĒS PIRŠTINĒS



Ypatybės:

- ✓ Be latekso proteinų, sukeliančių alergijas.
- ✓ Apsauga nuo virusų, chemikalų ir bakterijų.
- ✓ Mėlynos arba baltos spalvos.
- ✓ Be pudros, su užraitytu rankogaliu ir mikrotekstūruotais pirštų galiukais.

Kokybės standartai:

- ✓ Atitinka ASTM D6319 standartus.
- ✓ Turi ISO9001, ISO13485 sertifikatus.
- ✓ Atitinka EN455 standartus.



Naudojimo galimybės:

	Medicinai		Pramonėje		Laboratorijose
	Slaugai		Patalpų tvarkymui		IT srityje

Dydis	Spalva	Delno plotis	Pakuotė	Dėžėje
S	BLUE	80 mm	100 vnt.	10 pakuočių
M	BLUE	90 mm	100 vnt.	10 pakuočių
L	BLUE	100 mm	100 vnt.	10 pakuočių



SUPER MAX[®]
Premium Quality

Ypatybės:

- ✓ Apsauga nuo virusų, chemikalų ir bakterijų.
- ✓ Šviesios kūno spalvos.
- ✓ Be pudros, su užraitytu rankogaliu ir mikrotekstūruotais pirštų galiukais.
- ✓ Dengtos polimero sluoksniu.

Kokybės standartai:

- ✓ Atitinka ASTM D3578 standartus.
- ✓ Turi ISO9001, ISO13485 sertifikatus.
- ✓ Atitinka EN455 standartus.



Naudojimo galimybės:

	Medicinai		Pramonėje		Laboratorijose
	Slaugai		Patalpų tvarkymui		IT srityje

Dydis	Spalva	Delno plotis	Pakuotė	Dėžėje
S	WHITE	80 mm	100 vnt.	10 pakuočių
M	WHITE	90 mm	100 vnt.	10 pakuočių
L	WHITE	100 mm	100 vnt.	10 pakuočių

Diagnostinės lateksinės pirštines